

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tmc1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8TDi8

Numero articolo: CM0027354



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per TMC1, una subunità del canale di meccano-trasduzione. Validato per WB, IHC-P e ELISA con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul sistema uditivo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TMC1 Rabbit pAb
Note/Alias	DFNB7; DFNA36; DFNB11; TMC1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	117531
GeneID	117531
Immunogeno	Pepside sintetico, corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 600-700 della TMC1 umana (NP_619636.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8TDI8
Peso proteico	88kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio