

Anticorpo Policlonale Anti-Tmc5 Coniglio Per Wb, Elisa - Q6Uxy8

Numero articolo: CM0021914

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina umana TMC5 (Proteina transmembrana simile a canale 5). Validato per WB ed ELISA; rileva un probabile componente di canale ionico. Adatto per la ricerca sulle proteine di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb TMC5 Coniglio
Note/Alias	TMC5
Specie	Umana
GeneID (umano)	79838
GeneID	79838
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 676-760 della proteina umana TMC5 (NP_079056.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	Q6UXY8
Peso Proteico	115kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio