

Anticorpo Policlonale Anti-Tmed2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15363

Numero articolo: CM0022154



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio TMED2 per Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Reagisce con TMED2 umano, murino e ratto, un regolatore chiave del traffico vescicolare e dell'esocitosi dei GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TMED2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	p24; P24A; RNP24; p24b1; p24beta1; TMED2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10959
Gene ID	10959
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-170 di TMED2 umano (NP_006806.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q15363
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio