

Anticorpo Policlonale Anti-Tmed3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y3Q3

Numero articolo: CM0024658

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia TMED3 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studi sul traffico vescicolare, la dinamica del Golgi e la funzione della via secretoria precoce.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TMED3 Rabbit pAb
Note/Alias	p26; P24B; p24g4; C15orf22; p24gamma4; TMED3
Specie	Umana
GeneID	23423
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-180 di TMED3 umano (NP_031390.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y3Q3
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio