


Anticorpo Policlonale Anti-Tmed9 Per Wb E Elisa - Q9Bvk6

Numero articolo: CM0026699



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TMED9 validato per WB e ELISA. Riconosce TMED9 di uomo, topo e ratto. Bersaglia la proteina della famiglia p24 coinvolta nel traffico vescicolare e nella ritenzione nel Golgi, adatto per la ricerca sulla via secretoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TMED9 Rabbit pAb
Note/Alias	p25; GMP25; p24a2; HSGP25L2G; p24alpha2; TMED9
Specie	Uomo
Gene ID	54732 (Uomo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-224 di TMED9 umano (NP_059980.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9BVK6
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio