

Anticorpo Monoclonale Anti-Tmeff2 Per Wb, Elisa - Q9Uik5

Numero articolo: CM0012127

introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-TMEFF2 ad alta specificità convalidato per WB ed ELISA. Reagisce con TMEFF2 Umano e di Ratto (tomoregulin-2). Ideale per applicazioni di ricerca in neuroscienze e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TMEFF2 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	TR; HPP1; TPEF; TR-2; TENB2; CT120.2; TMEFF2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	23671
Gene ID	23671
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli aa 275-374 di TMEFF2 umano (Q9UIK5)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9UIK5
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio