

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tmem100 Per Wb E Elisa - Q9Nv29

Numero articolo: CM0020424

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro TMEM100 umano, adatto per WB e ELISA. Reagisce incrociato con il mouse. Validato per l'uso nella ricerca in biologia vascolare e studi sulla segnalazione del dolore. Proteina transmembrana di 14 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TMEM100 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	TMEM100
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55273
GeneID	55273
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 50 al C-terminale del TMEM100 umano (NP_001093110.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9NV29
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio