

## Anticorpo Monoclonale Anti-Tmem119 Per Wb, If-P, Ihc-P, Mihc, Elisa - Q4V9L6

Numero articolo: CM0006833

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro TMEM119 umano (OBIF), validato per WB, IF-P, IHC-P, mIHC ed ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Adatto per studi sulla formazione ossea, microglia e spermatogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro        | Valore                                 |
|------------------|----------------------------------------|
| Nome Prodotto    | TMEM119 Rabbit mAb                     |
| Note/Alias       | OBIF                                   |
| Specie           | Umano                                  |
| GenelD (umano)   | 338773                                 |
| GenelD           | 338773                                 |
| Immunogeno       | Proteina ricombinante di TMEM119 umano |
| Sorgente         | Coniglio                               |
| Categoria        | Anticorpi Monoclonali                  |
| Applicazione     | WB, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA           |
| Cross Reattività | Umano, Topo, Ratto                     |
| SWISS            | Q4V9L6                                 |
| Peso Proteico    | 29kDa                                  |
| Spedizione       | Borsa del ghiaccio                     |