

Anticorpo Policlonale Anti-Tmem119 Per Wb, Elisa - Q4V9L6

Numero articolo: CM0022928

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TMEM119 umano (OBIF), adatto per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. TMEM119 svolge funzioni nella differenziazione degli osteoblasti, nella mineralizzazione ossea ed è un marcatore della microglia. Peso molecolare previsto ~29 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TMEM119 Rabbit pAb
Note/Alias	OBIF; TMEM119
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	338773
ID Gene	338773
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 160-270 di TMEM119 umano (NP_859075.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q4V9L6
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio