

Anti-Tmem132D Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - Q14C87

Numero articolo: CM0015866

introduzione

Anticorpo Policlonale TMEM132D di Coniglio validato per WB ed ELISA. Reagisce con TMEM132D umano, murino e ratto, un regolatore della morfologia neuronale. Ideale per la ricerca neuroscientifica e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TMEM132D Coniglio pAb
Note/Alias	TMEM132D; MOLT; PPP1R153
Specie	Umano
GeneID	121256
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 730-915 del TMEM132D umano (NP_597705.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q14C87
Peso Proteico	122kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio