


Anticorpo Policlonale Anti-Tmem147 Per Wb, Elisa - Q9Bvk8

Numero articolo: CM0019082



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TMEM147 umano, validato per Western blot ed ELISA. Ideale per lo studio della funzione del complesso translocon multi-pass e dell'inserimento delle proteine di membrana nel reticolo endoplasmatico. Reagisce crociatamente con campioni umani e murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TMEM147 Rabbit pAb
Note/Alias	NEDFLPH; NIFIE14; TMEM147
Specie	Umano
ID del gene (umano)	10430
ID del gene	10430
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di TMEM147 umano (NP_116024.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q9BVK8
Peso della proteina	25 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante