

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tmem176B Per Wb, Elisa - Q3Ybm2

Numero articolo: CM0023799

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira a TMEM176B (LR8), validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano e topo. Adatto per studi sulla maturazione delle cellule dendritiche e sullo sviluppo cerebellare. - Q3YBM2

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TMEM176B Rabbit pAb
Note/Alias	TMEM176B; LR8; MS4B2; proteina transmembrana 176B
Specie	Umano
ID Gene	28959
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-65 di TMEM176B umano (NP_001094781.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q3YBM2
Peso Proteico	25kDa/29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio