

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tmem176B Per Wb, Elisa - Q3Ybm2

Numero articolo: CM0018922

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TMEM176B umano (LR8, MS4B2). Convalidato per WB e ELISA; reagisce con l'uomo e il topo. Adatto per la ricerca sulla maturazione delle cellule dendritiche e lo sviluppo delle cellule granule cerebellari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TMEM176B Rabbit pAb
Note / Alias	LR8; MS4B2; TMEM176B
Specie	Uomo
ID gene	28959
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 148-208 di TMEM176B umano (NP_054739.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q3YBM2
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio