

Anticorpo Policlonale Anti-Tmem18 Per Wb, Elisa - Q96B42

Numero articolo: CM0023418

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TMEM18 convalidato per WB e ELISA. Reagisce con campioni umani e di ratto. Adatto per studiare la repressione trascrizionale, la migrazione cellulare e le funzioni di legame al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TMEM18 Rabbit pAb
Note/Alias	IncND; TMEM18
Specie	Umana
GeneID (umano)	129787
GeneID	129787
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 40-100 di TMEM18 umano (NP_690047.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q96B42
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio