


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tmem2 Per Wb E Elisa - Q9Uhn6

Numero articolo: CM0020491



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting TMEM2 umano (CEMIP2), un ialuronidasi di superficie cellulare. Validato per WB e ELISA, cross-reattivo con topo e ratto. Supporta studi sul metabolismo dell'acido ialuronico e sull'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TMEM2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	TMEM2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	23670
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1150-1250 del TMEM2 umano (NP_037522.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9UHN6
Peso proteico	154kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio