

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tmem25 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q86Yd3

Numero articolo: CM0016056

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità che bersaglia TMEM25 umano. Validato per WB, IF/ICC e ELISA. Rileva TMEM25 in campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per studi sull'eccitabilità neuronale e la degradazione del recettore NMDA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TMEM25 Rabbit pAb
Note/Alias	TMEM25
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	84866
GeneID	84866
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 223-322 di TMEM25 umano (NP_001137506.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q86YD3
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio