

Anticorpo Monoclonale Anti-Tmem43 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Btv4

Numero articolo: CM0003887

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro TMEM43 (LUMA), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sull'involucro nucleare, l'immunità innata e l'udito.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TMEM43 Rabbit mAb
Note/Alias	LUMA; ARVC5; ARVD5; AUNA3; EDMD7; AUNA2; TMEM43
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	79188
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-135 del TMEM43 umano (NP_077310.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BTV4
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio