

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tmem61 Per Wb Ed Elisa - Q8N0U2

Numero articolo: CM0021325

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TMEM61 umano, validato per Western blot (WB) ed ELISA. Rileva una proteina transmembrana di 22 kDa, ideale per la ricerca sulle proteine di membrana e lo sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	TMEM61 pAb di coniglio
Note/Alias	TMEM61
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	199964
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 91-210 di TMEM61 umano (NP_872338.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q8N0U2
Peso della proteina	22 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio