

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tmf1 Per Wb, Elisa - P82094

Numero articolo: CM0024436

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato al TMF1 umano (ARA160). Validato per WB ed ELISA, reagisce incrociato con il topo. Ideale per la ricerca sulla regolazione della trascrizione e sul trasporto retrogrado.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TMF1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TMF; ARA160; TMF1
Specie	Umano
GeneID	7110
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 900-1000 del TMF1 umano (NP_009045.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P82094
Peso proteico	123kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio