

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tmlhe Per If/Icc E Elisa - Q9Nvh6

Numero articolo: CM0025352

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la TMLHE umana, un enzima mitocondriale nella biosintesi della carnitina. Validato per IF/ICC e ELISA. Bersaglia la trimetillisina diossigenasi; rilevante per la ricerca sul metabolismo e l'autismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TMLHE Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	TMLD; TMLH; BBOX2; AUTSX6; TMLHED; XAP130; TMLHE
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	55217
ID gene	55217
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 167-376 della TMLHE umana (NP_001171726.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9NVH6
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio