

Anticorpo Policlonale Anti-Tmod1 Per Wb E Elisa - P28289

Numero articolo: CM0027454



introduzione

TMOD1 Rabbit pAb (P28289) è un anticorpo policlonale convalidato per WB e ELISA. Rileva TMOD1 umano, murino e ratto. Tropomodulina-1 blocca le estremità appuntite dei filamenti di actina. Ideale per la ricerca sul citoscheletro e sulla dinamica dell'actina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TMOD1 Rabbit pAb
Note/Alias	TMOD; ETMOD; D9S57E; TMOD1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7111
GeneID	7111
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-359 della TMOD1 umana (NP_003266.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P28289
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio