

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tmod4 Per Wb, Elisa - Q9Nzq9

Numero articolo: CM0027544

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la TMOD4 umana, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. La TMOD4 è una tropomodulina del muscolo scheletrico che incappuccia i filamenti di actina, regolando la dinamica del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TMOD4 Rabbit pAb
Note/Alias	SK-TMOD; TMOD4
Specie	Umana
GeneID (umano)	29765
GeneID	29765
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-345 della TMOD4 umana (NP_037485.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9NZQ9
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio