


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tmpo - P42166 / P42167

Numero articolo: CM0020610



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato al TMPO (LAP2) umano. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Esibisce reattività crociata con topo e ratto. Rileva multiple isoforme (38-75 kDa). Ideale per studi sull'architettura nucleare e immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome prodotto	TMPO Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	TP; LAP2; CMD1T; LEMD4; PRO0868; TMPO
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7112
Gene ID	7112
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-410 del TMPO umano (NP_001027454.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P42166/P42167
Peso Proteico	38kDa/50kDa/75kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio