

Anticorpo Policlonale Anti-Tmprss11A Per Wb E Elisa - Q6Zmr5

Numero articolo: CM0025350



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TMPRSS11A, una proteasi della serina coinvolta nella senescenza cellulare. Validato per WB e ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TMPRSS11A Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HESP; ECRG1; HATL1; TMPRSS11A
Specie	Umano
Gene ID	339967
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-421 del TMPRSS11A umano (NP_872412.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q6ZMR5
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio