


Anticorpo Policlonale Anti-Tmprss11A Per Wb, Elisa - Q6Zmr5

Numero articolo: CM0013843



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la TMPRSS11A umana, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Utile per la ricerca sulla senescenza e sul cancro esofageo. Peso molecolare previsto 47 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TMPRSS11A Rabbit pAb
Note / Alias	HESP, ECRG1, HATL1, TMPRSS11A
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	339967
GeneID	339967
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-421 della TMPRSS11A umana (NP_872412.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q6ZMR5
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio