

Anticorpo Policlonale Anti-Tmprss2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15393

Numero articolo: CM0020136



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio TMPRSS2 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva la serina proteasi TMPRSS2 umana coinvolta nell'ingresso virale e nel cancro alla prostata. Reagisce in modo incrociato con topo, ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio TMPRSS2
Note/Alias	PRSS10; TMPRSS2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7113
ID Gene	7113
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di TMPRSS2 umano (NP_005647.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O15393
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio