

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Tmprss2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O15393

Numero articolo: CM0008949



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro TMPRSS2 umano (PRSS10) per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Supporta la ricerca sulle interazioni ospite-virus, sul cancro e sulla biologia delle proteasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb TMPRSS2 di coniglio
Note/Alias	PRSS10; TMPRSS2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7113
GeneID	7113
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di TMPRSS2 umano (O15393).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O15393
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio