

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tmprss6 Per Wb, If-P, Elisa - Q8Iu80

Numero articolo: CM0013743



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TMPRSS6 validato per WB, IF-P, ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Targetizza la matriptasi-2 per la ricerca sull'omeostasi del ferro. Immunogeno costituito da proteina ricombinante, 90 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	TMPRSS6 pAb di coniglio
Note/Alias	MT2; IRIDA; TMPRSS6
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	164656
GeneID	164656
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 77-220 di TMPRSS6 umano, NP_705837.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q8IU80
Peso della proteina	90 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante