

Anticorpo Policlonale Anti-Tmtc3 Per Wb Ed Elisa - Q6Zxv5

Numero articolo: CM0017781

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TMTC3 umano (O-mannosil-transferasi), adatto per WB ed ELISA. L'immunogeno corrisponde agli amminoacidi 615-914. Utile per lo studio della risposta allo stress del RE e della O-mannosilazione delle cadherine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TMTC3 Rabbit pAb
Note/Alias	LIS8; SMILE; TMTC3
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	160418
GeneID	160418
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 615-914 di TMTC3 umano (NP_861448.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q6ZXV5
Peso della proteina	104 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante