


Anticorpo Policlonale Anti-Tmx1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H3N1

Numero articolo: CM0018428



introduzione

Anticorpo policlonale Anti-TMX1 validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Rileva la proteina TMX1 umana, di topo e di ratto (32kDa). Ideale per la ricerca in biologia redox e stress del RE.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TMX1 Rabbit pAb
Note/Alias	TMX; TXNDC; PDIA11; TXNDC1; TMX1
Specie	Umana
GeneID	81542
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 210-280 di TMX1 umano (NP_110382.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9H3N1
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio