


Anticorpo Policlonale Anti-Tmx1 Coniglio Per Wb, Elisa - Q9H3N1

Numero articolo: CM0019614



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting TMX1 umano, una proteina transmembrana correlata alla tioredoxina coinvolta nell'attività isomerasi disolfuro proteica, stress ER e metabolismo dei trigliceridi. Validato per Western blot (WB) ed ELISA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TMX1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	TMX; TXNDC; PDIA11; TXNDC1; TMX1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	81542
GeneID	81542
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 210-280280 di TMX1 umano (NP_110382.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9H3N1
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio