


Anticorpo Monoclonale Anti-Tnf-A Per Ihc-P, Elisa - P01375

Numero articolo: CM0007398



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per il TNF- α umano (cachectina, TNFSF2), con applicazioni IHC-P ed ELISA validate. Immunogeno: proteina di fusione ricombinante comprendente gli amminoacidi 77-233. Ideale per lo studio dell'infiammazione, del cancro e delle malattie autoimmuni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb anti-TNF- α di coniglio
Note/alias	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alfa; TNF- α
Specie	Umano
ID genico (umano)	7124
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 77-233 del TNF- α umano (NP_000585.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P01375
Peso della proteina	26 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante