

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Tnf-A Per Wb, Elisa - P06804

Numero articolo: CM0006578



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-TNF- α murino validato per WB e ELISA, riconosce il TNF- α sia di topo che di ratto. Ideale per la ricerca nel campo dell'infiammazione, della risposta immunitaria e dell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TNF- α Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	DIF; Tnfa; TNF-a; TNFSF2; Tnlg1f; Tnfsf1a; TNFalpha; TNF-alpha; TNF- α
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	7124
GeneID	21926
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-235 del TNF- α di topo (NP_038721.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P06804
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio