


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Tnf-A Per Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P01375

Numero articolo: CM0005650



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità mirato al TNF- α umano (SWISS: P01375), valido per WB, IP, IF/ICC ed ELISA. Ideale per la ricerca su citochine, apoptosi e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio anti TNF- α
Note/Alias	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alfa; TNF- α
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7124
GeneID	7124
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 77-233 del TNF- α umano (NP_000585.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P01375
Peso Proteico	26 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio