


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tnf-A Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P01375

Numero articolo: CM0017885



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il TNF- α umano per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Rileva il TNF- α umano e murino. Adatto per la ricerca su infiammazione, apoptosi e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	pAb di Coniglio TNF- α
Osservazioni/Alias	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha; TNF- α
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7124
GeneID	7124
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 134-233 del TNF- α umano (NP_000585.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P01375
Peso Proteico	26 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio