

Anticorpo Policlonale Anti-Tnf Rii/Tnfrsf1B/Cd120B Per Wb, Elisa - P25119

Numero articolo: CM0023952

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TNF RII/TNFRSF1B/CD120b (TNFRSF1B) di topo, validato per WB e ELISA. Riconosce bersagli umani e di topo. Ideale per studi sulla segnalazione TNF e la ricerca sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TNF RII/TNFRSF1B/CD120b Rabbit pAb
Note/Alias	p75; TNFR; Tnfr2; CD120b; TNF-R2; TNFR80; TNFR1; Tnfr-1; TNF-R75; TNF-R-II; TNF-alphaR2; TNFalpha-R2; TNF RII/TNFRSF1B/CD120b
Specie	Topo
ID gene (Uomo)	7133
ID gene	21938
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 23-258 di TNF RII/TNFRSF1B/CD120b di topo (NP_035740.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P25119
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio