

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Tnf α Per Wb E Elisa - P16599

Numero articolo: CM0023636

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit di alta qualità diretto contro TNF α di ratto, validato per Western blot e ELISA. Rileva TNF-alfa in campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per ricerche su infiammazione, immunologia e morte cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TNF α Rabbit pAb
Note/Alias	Tnfa; RATTNF; TNF-alpha; TNF α
Specie	Ratto
GeneID (umano)	7124
GeneID	24835
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-235 di TNF α di ratto (NP_036807.1).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto, Altro (Ampio intervallo previsto)
SWISS	P16599
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio