

Anticorpo Policlonale Anti-Tnfaip1 Per Wb E Elisa - Q13829

Numero articolo: CM0024667

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina TNFAIP1 umana (ID gene 7126), una proteina adattatore BTB/POZ coinvolta nell'ubiquitinazione di RhoA. Adatto per Western blot (banda prevista a 36 kDa) e ELISA, facilita gli studi sulla regolazione citoscheletrica e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TNFAIP1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	B12; B61; EDP1; BTBD34; hBACURD2; TNFAIP1
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	7126
ID Gene	7126
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 90-160 di TNFAIP1 umano (NP_066960.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	Q13829
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio