


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Tnfaip3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P21580

Numero articolo: CM0002399



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-TNFAIP3 validato per Western blot, IHC su paraffina e ELISA. Rileva la TNFAIP3/A20 umana, un enzima di editing dell'ubiquitina critico nella segnalazione di NF- κ B e nelle risposte infiammatorie. Ideale per la ricerca in immunologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TNFAIP3 Rabbit mAb
Note/Alias	A20; AISBL; AIFBL1; OTUD7C; TNFA1P2; TNFAIP3
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	7128
ID gene	7128
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 450-550 della TNFAIP3 umana (P21580).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	P21580
Peso proteico	90 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio