

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tnfaip3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P21580

Numero articolo: CM0024052



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-TNFAIP3 validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano e ratto. L'immunogeno corrisponde agli a.a. 600-738 del TNFAIP3 umano. Bersaglia l'enzima di modifica dell'ubiquitina A20, coinvolto nella segnalazione NF-kB e nell'infiammazione. Per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TNFAIP3 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	A20; AISBL; AIFBL1; OTUD7C; TNFA1P2; TNFAIP3
Specie	Umano
GeneID (umano)	7128
GeneID	7128
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 600-738 del TNFAIP3 umano (NP_0006281.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	P21580
Peso proteico	90 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio