


Anti-Tnfaip6 Policlonale Rabbit Per Wb, Elisa - P98066

Numero articolo: CM0024908



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro TNFAIP6 umano (TSG-6). Adatto per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla matrice extracellulare, infiammazione e rimodellamento osseo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TNFAIP6 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	TSG6; TSG-6; TNFAIP6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7130
GeneID	7130
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-277 di TNFAIP6 umano (NP_009046.2).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P98066
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio