


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tnfaip8L2 (Tipe2) Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q6P589

Numero articolo: CM0017960



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TNFAIP8L2 (TIPE2) per WB, IF/ICC, IP, ELISA su uomo, topo e ratto. TNFAIP8L2 regola negativamente l'immunità innata/adattativa; inibisce l'attivazione delle cellule T mediata da TCR e la formazione di autolisosomi. Ideale per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TNFAIP8L2 Rabbit pAb
Note/Alias	TIPE2; TNFAIP8L2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	79626
GeneID	79626
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-184 di TNFAIP8L2 umano (NP_078851.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6P589
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio