


Anticorpo Policlonale Anti-Tnfr1/Tnfrsf1A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P19438

Numero articolo: CM0013310



introduzione

Anticorpo TNFR1/TNFRSF1A di coniglio policlonale di alta qualità per Western blot, IHC, IF/ICC ed ELISA. Rileva TNFR1 umano, di topo e di ratto. Strumento essenziale per studi sulla segnalazione del recettore del TNF e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TNFR1/TNFRSF1A Rabbit pAb
Note/Alias	FPF; p55; p60; TBP1; TNF-R; TNFAR; TNFR1; p55-R; CD120a; TNFR55; TNFR60; TNF-R-I; TNF-R55; TNFR1/TNFRSF1A
Specie	Umano
GenelD (Umano)	7132
GenelD	7132
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 345-455 di TNFR1/TNFRSF1A umano (NP_001056.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P19438
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio