


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Tnfr2/Tnfrsf1B Per Wb, Elisa - P20333

Numero articolo: CM0002800



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante contro TNFR2/TNFRSF1B umano (P20333), adatto per WB e ELISA. Peso molecolare previsto 48 kDa. Per la ricerca sulla segnalazione di TNF e l'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TNFR2/TNFRSF1B Rabbit mAb
Note/Alias	p75; TBPII; TNFBR; TNFR2; CD120b; TNFR1B; TNFR80; TNF-R75; p75TNFR; TNF-R-II; TNFR2/TNFRSF1B
Specie	Umana
GeneID (Umana)	7133
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 362-461 di TNFR2/TNFRSF1B umano (P20333)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P20333
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio