


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tnfr2/Tnfrsf1B Per Wb, Elisa - P20333

Numero articolo: CM0014301



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TNFR2/TNFRSF1B ad alta affinità validato per WB ed ELISA, reattivo con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sull'apoptosi e sulla segnalazione metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	TNFR2/TNFRSF1B Rabbit pAb
Note/Alias	p75; TBPII; TNFBR; TNFR2; CD120b; TNFR1B; TNFR80; TNF-R75; p75TNFR; TNF-R-II; TNFR2/TNFRSF1B
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7133
ID Gene	7133
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 295-377 del TNFR2/TNFRSF1B umano (NP_001057.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P20333
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio