


Anticorpo Policlonale Anti-Tnfrsf10A Per Wb, Elisa - 000220

Numero articolo: CM0029628



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il TNFRSF10A umano (DR4/TRAIL-R1). Immunogeno ricombinante (aa 269-468). Adatto per applicazioni WB e ELISA. Per la ricerca su l'apoptosi e la segnalazione del recettore di morte.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	TNFRSF10A Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	DR4, APO2, CD261, TRAILR1, TRAILR-1, TNFRSF10A
Specie	Umana
GeneID (Umana)	8797
GeneID	8797
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 269-468 del TNFRSF10A umano (NP_003835.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	000220
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio