

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tnfrsf10D Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubn6

Numero articolo: CM0025368

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro TNFRSF10D umano (DcR2/TRAIL-R4). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva il recettore esca TRAIL endogeno; cross-reagisce con il topo. Ideale per la ricerca sull'apoptosi e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TNFRSF10D Rabbit pAb
Note/Alias	DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4; TNFRSF10D
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	8793
Gene ID	8793
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 257-386 di TNFRSF10D umano (NP_003831.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9UBN6
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio