

Anticorpo Monoclonale Anti-Tnfrsf10D/Trailr4 Per Fc - Q9Ubn6

Numero articolo: CM0007240

introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio contro TNFRSF10D/TRAILR4 (DcR2, TRAIL-R4) umano è prodotto utilizzando un immunogeno proteico ricombinante e validato per FC. Adatto per la ricerca sull'apoptosi indotta da TRAIL e sulla funzione dei recettori esca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	TNFRSF10D/TRAILR4 mAb di coniglio
Note/Alias	DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4; TNFRSF10D/TRAILR4
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	8793
ID Gene	8793
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 56-211 di TNFRSF10D/TRAILR4 umano (NP_003831.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umana
SWISS	Q9UBN6
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio