


Anticorpo Policlonale Anti-Tnfrsf11A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6Q6

Numero articolo: CM0018228



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a TNFRSF11A (RANK/CD265) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sull'osteoclastogenesi e sulla segnalazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TNFRSF11A Rabbit pAb
Note/Alias	FEO; OFE; ODFR; OSTs; PDB2; RANK; CD265; OPTB7; TRANCER; LOH18CR1; TRANCE-R; TNFRSF11A
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	8792
Gene ID	8792
Immunogeno	Proteina ricombinante/Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 466-616 di TNFRSF11A umano (NP_003224.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y6Q6
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio