


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tnfrsf11A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6Q6

Numero articolo: CM0017310



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio TNFRSF11A di alta qualità convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'osteoclastogenesi e la regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TNFRSF11A Coniglio pAb
Note/Alias	FEO; OFE; ODFR; OST5; PDB2; RANK; CD265; OPTB7; TRANCER; LOH18CR1; TRANCE-R; TNFRSF11A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8792
GeneID	8792
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 466-616 di TNFRSF11A umano (NP_003830.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y6Q6
Peso Proteico	66kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio